



СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmin.ru

Экспертная организация: Союз «Торгово-промышленная палата Костромской области», действующая на основании закона о Торгово-промышленных палатах РФ № 5340-1 от 07.07.1993 г., гл.III. ст.12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №12905/00027

1. Дата составления: 18-23 января 2019 года.
2. Место составления: г. Кострома
3. Заключение составлено: экспертом Союза «Торгово - промышленная палата Костромской области» Ворониной А.С. Образование – высшее, специальность – товаровед-эксперт, сертификат компетентности эксперта №18129 от 20.10.2017 г., стаж работы экспертом – 15 лет.
4. Наряд №27 от 18.01.2019 г.
5. Основание для проведения экспертизы: заявка Костромской областной общественной организации поддержки производителей лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники от 17.01.2019 г.
6. На разрешение экспертизы поставлены вопросы:
 - 6.1. Соответствует ли состав аптечки указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н (Приложение №1)?
 - 6.2. Соответствуют ли медицинские изделия (размер, форма, качество, состав), которыми укомплектована аптечка, параметрам, заявленным производителями и отвечающим требованиям вышеуказанного приказа?
 - 6.3. Если нет, то по каким признакам?
7. Изготовитель: Научно-производственная фирма «Мирал», 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 34-33, Россия.
8. Экспертизой установлено:
 - 8.1. Предъявлена аптечка первой помощи автомобильная «Мирал-Н», согласно маркировке: ТУ 21.20.24-007-26528997-2017 (взамен ТУ 9398-007-26528997-2009), регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06652 от 06.10.17 г., изготовлена в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г.
Аптечка упакована в черный пластиковый футляр с двумя замками желтого цвета и в п/э пленку. На лицевой стороне футляра бумажная этикетка с маркировкой:
 - изображение товарного знака, штрих-кода;
 - наименование продукции: «Аптечка первой помощи автомобильная «Мирал-Н»
 - регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06652 от 06.10.17 г.
 - ТУ 21.20.24-007-26528997-2017 (взамен ТУ 9398-007-26528997-2009)
 - Аптечка «Мирал-Н» изготовлена в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г.
 - Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008).

На тыльной стороне имеется бумажный вкладыш с маркировкой:

- состав аптечки первой помощи автомобильной «Мирал-Н»;
- наименование НТД;
- наименование и адрес изготовителя;
- номер лицензии и регистрационного удостоверения;
- телефон, сайт изготовителя;
- срок годности;
- дата выпуска;
- штамп ОТК.

Экспертом произведено вскрытие упаковки и осмотр составляющих компонентов аптечки. Для ответа на поставленные вопросы экспертом произведено исследование содержимого





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR



ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

представленной на экспертизу аптечки на соответствие требованиям, изложенным в приказе Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г. (Приложение N 1). Результаты исследования представлены в таблице №1.

СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г.					Фактически обнаружено:
N п/п	Наименование вложения	Нормативный документ	Форма выпуска (размеры)	Количество (штук, упаковок)	
1	Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран				
1.1	Жгут кровоостанавливающий	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.	<p>Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией ТУ 2545-008-26528997-10, производитель: ООО НПФ «Мирал», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2010/07432 от 25.08.2016 г.</p> 
1.2	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 5 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93, согласно маркировке, размером 5 м x 5 см. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 11.02.2011 г.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 5,0±0,5 см</p> <p>Фактически размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,05 м x 5 см • 4,23 м x 5 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО



CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331. ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 10 см ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 11.02.2011 г.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5 см</p> <p>Фактически размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,54 м x 10 см • 4,47 м x 10 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p> 
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	1 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный, согласно маркировке, размер 7 м x 14 см, ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 08.09.2016 г.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±0,5 см</p> <p>Фактический размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6,81 м x 14 см, отклонение по длине в пределах допуска. 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»



Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 102440004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

1.5	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 7 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 7 см ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 11.02.2011 г.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 7,0±0,5 см</p> <p>Фактический размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 м x 7 см; • 4 м x 7 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p> 
1.6	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 10 см, ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение № ФСР 2011/10001 от 11.02.2011 г.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5 см</p> <p>Фактический размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,41 м x 10 см • 4,07 м x 10 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1172-93</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

1.7	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	1 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 7 м x 14 см, ГОСТ 1172-93. Производитель: ООО ПКФ «АХТАМАР», г. Иваново, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2011/12070 от 10.10.2011 г.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93 п. 1.1.3, размер изделия должен соответствовать размерам: длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±1 см</p> <p>Фактический размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6,90 м x 13,5 см, отклонение по длине и ширине в пределах допуска 
1.8	Пакет перевязочный стерильный	ГОСТ 1179-93		1 шт.	<p>Пакет перевязочный стерильный ГОСТ 1179-93. Производитель: ООО «Вега», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2011/10002 от 08.09.2016 г.</p> <p>Согласно ГОСТ 1179-93, размер подушечки должен быть: 13+/-1 см x 11+/- 1 см; размер бинта 5+/-0,2 м x 10+/-0,5 см.</p> <p>Фактический размер составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подушечки – 9,5x10 см; • бинта – 4,04 м x 10 см <p>Не соответствует требованиям ГОСТ 1179-93</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО



CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtm.ru

1.9	Салфетки марлевые медицинские стерильные	ГОСТ 16427-93	Не менее 16 x 14 см N 10	1 уп.	<p>Салфетки марлевые медицинские стерильные, согласно маркировке - размер 16 x 14 см, ГОСТ 16427-93. Производитель: ООО «ТД ВераМед», Московская обл., Павлово-Посадский р-н, Россия. Согласно ГОСТ 16427-93 п. 1.2.1, длина салфеток должна составлять 16±1,0 см, ширина 14±1,0 см. Фактический размер салфеток составил: 15 x 13 см, отклонения по длине и ширине в пределах допусков.</p> 
1.10	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 4 см x 10 см	2 шт.	<p>Лейкопластырь бактерицидный, согласно маркировке, размер 4 см x 10 см, ГОСТ Р 53498-2009. Производитель: Цзянсу Нанфанг Медикал Ко, ЛТД, КНР. Рег. удостоверение №ФСЗ 2008/01495 от 12.04.2017. Фактический размер соответствует заявленному.</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtn.ru

1.11	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1,9 см х 7,2 см	10 шт.	<p>Лейкопластырь бактерицидный, согласно маркировке, размер 1,9 см х 7,2 см, ГОСТ Р 53498-2009, 10 шт. Производитель: Цзянсу Нанфанг Медикал Ко, ЛТД, КНР. Рег. удостоверение №ФСЗ 2008/01495 от 12.04.2017. Фактический размер соответствует заявленному.</p> 
1.12	Лейкопластырь рулонный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1 см х 250 см	1 шт.	<p>Лейкопластырь рулонный, согласно маркировке, размер 1 см х 250 см, ГОСТ не указан. Производитель: Чангжоу Хуалиань Хэлс, КНР. Рег. удостоверение ФСЗ 2008/02807 от 20.10.2008 г. Фактический размер соответствует заявленному.</p> 
2	Средства для сердечно-легочной реанимации				





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот"	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" ТУ 9444-009-26528997-10. Производитель: ООО НПФ «МИРАЛ», г. Воронеж, Россия. Рег. удостоверение №ФСР 2010/07434 от 25.08.2016 г. 
3	Прочие средства				
3.1	Ножницы	ГОСТ Р 51268-99		1 шт.	Ножницы тупоконечные. ГОСТ не указан. Производитель: «Lin Li Home Products Manufactory Corp» (Китай) 







СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993
Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31
www.tppko.ru, e-mail: ktpk@kmtn.ru

3.2	Перчатки медицинские	ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004 ГОСТ Р 52239-2004 ГОСТ 3-88	Размер не менее М	1 пара	<p>Перчатки медицинские размер М, ГОСТ Р ИСО 10993-2009, ГОСТ Р 25770-2007, ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ 3-88. Производитель: «SFM Hospital Products GmbH», Германия. В регистрационном удостоверении на аптечку (№ ФСР 2010/06652 от 06.10.2017 г.) изделия данного производителя не включены, соответственно не могут быть использованы для комплектации аптечки. Произведены линейные замеры перчаток, изделие соответствует заявленному на маркировке (М).</p>   <p>ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ СМОТРОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ нестерильные</p> <p>Размер М - 1 пара Фирма «SFM Hospital Products GmbH» 12487 Berlin, Seefeldstraße 67-69, Germany СOМ Hospital Products GmbH 12487 Berlin, Seefeldstraße 67-69, Германия Дистрибьютер: ЗАО НПО «АРАМ» 128037 Россия, Москва, ул. Красная Сокола, д.30 стр.1, вл.23 РУ ФСР № 2010/07368 от 05.07.10 г. ГОСТ Р ИСО 10993-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 52239-2004 ГОСТ 3-88 Дата выпуска: IV квартал 2018 г. Срок годности: 5 лет</p>
-----	----------------------	--	-------------------	--------	---





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

8.2. В результате исследования установлено: состав аптечки первой помощи автомобильной «Мирал-Н» не соответствует указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н) по следующим показателям:

п.п. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 таблицы: **несоответствие по фактическим размерам изделий;**

п.п. 1.10, 1.11 – на маркировке указан ГОСТ 23498-2009; в указаниях приказа – ГОСТ Р ИСО 10993-99

п. 1.12– на маркировке отсутствует информация о НТД, в указаниях приказа - ГОСТ Р ИСО 10993-99;

п. 3.1 – на маркировке отсутствует информация о НТД, в указаниях приказа ГОСТ Р 51268-99.

п. 3.2 - регистрационным удостоверением на аптечку (№ ФСР 2010/06652 от 06.10.2017 г.) комплектация аптечки изделиями данного производителя не предусмотрена.

8.3. В медицинских изделиях (п.п. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8), которыми укомплектована аптечка, выявлены несоответствия параметрам, заявленным производителями, а именно: несоответствие линейных размеров требуемым параметрам (см. таблицу).

Оценка качества изделий по показателям, требующим лабораторных испытаний, не проводилась.

9. Заключение.

9.1. Состав аптечки первой помощи автомобильной «Мирал-Н» не соответствует указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н) по следующим показателям:

п.п. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 вкл. таблицы: несоответствие по фактическим размерам изделий;

п.п. 1.10, 1.11 – на маркировке указан ГОСТ 23498-2009, в указаниях приказа – ГОСТ Р ИСО 10993-99;

1.12– на маркировке отсутствует информация о НТД, в указаниях приказа - ГОСТ Р ИСО 10993-99;

п. 3.1 – на маркировке отсутствует информация о НТД, в указаниях приказа ГОСТ Р 51268-99

п. 3.2 - регистрационным удостоверением на аптечку (№ ФСР 2010/06652 от 06.10.2017 г.) комплектация аптечки изделиями данного производителя не предусмотрена.

9.2. Медицинские изделия, указанные в п. п. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 Таблицы, не соответствуют параметрам, заявленным производителями и отвечающим требованиям указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н), а именно:

- Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93, согласно маркировке, размером 5 м x 5 см. Фактически размер бинтов составил: 4,05 м x 5 см, 4,23 м x 5 см;
- Бинт марлевый медицинский нестерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 10 см ГОСТ 1172-93. Фактически размер бинтов составил: 4,54 м x 10 см, 4,47 x 10 см;
- Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 7 см ГОСТ 1172-93. Фактический размер бинтов составил: 4 м x 7 см;
- Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке, размер 5 м x 10 см, ГОСТ 1172-93. Фактический размер бинтов составил: 4,41 м x 10 см, 4,07 м x 10 см;
- Пакет перевязочный стерильный ГОСТ 1179-93. Согласно ГОСТ 1179-93. Фактический размер составил: подушечки – 9,5x10 см, бинта – 4,04 м x 10 см

Примечание:

- От эксперта не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведенной экспертизы не иначе как по отдельному договору.





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtn.ru

При проведении экспертизы эксперт руководствовался следующими документами:

- СТО ТПП 20-03-10 «Порядок проведения экспертизы экспертными организациями/подразделениями Торгово-промышленных палат в Российской Федерации»;
- Приказ Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н);
- ГОСТ Р ИСО 10993-99 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;
- ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия;
- ГОСТ 1179-93 Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия;
- ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезки марлевые медицинские. Технические условия;
- ГОСТ Р 51268-99 Ножницы. Общие технические условия;
- ГОСТ Р 52239-2004. Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменением N 1);
- Измерения проводились поверенной металлической линейкой длиной 300 мм с ценой деления 1 мм (клеймо о поверке Костромского ЦСМ, сертификат о калибровке средства измерений № 1844/110 от 03.09.2018 г.), длиной 1000 мм с ценой деления 1 мм (клеймо о поверке Костромского ЦСМ, сертификат о калибровке средства измерений № 1845/110 от 03.09.2018 г.).
- Фотосъемка производилась цифровым фотоаппаратом «SONY» модель DSC-H90.
- Приведенные в Заключении эксперта распечатки фотографий не являются 100%-ным эталоном цвета товара, представленного на экспертизу.

Эксперт ТПП КО



Воронина А.С.

Заключение зарегистрировано на 12-ти страницах
в ТПП Костромской области 23.01.2019 года.



Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

12 лист 06

Президент ТПП КО
Орлов В.В.

