



СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

Экспертная организация: **Союз «Торгово-промышленная палата Костромской области»**, действующая на основании закона о Торгово-промышленных палатах РФ № 5340-1 от 07.07.1993 г., гл. III, ст.12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №12905/00045

1. Дата составления: 29 января 2019 года.
2. Место составления: г. Кострома
3. Заключение составлено экспертом Союза «Торгово - промышленная палата Костромской области» Ворониной А.С. Образование – высшее, специальность – товаровед-эксперт, сертификат компетентности эксперта №18129 от 20.10.2017 г., стаж работы экспертом – 15 лет.
4. Наряд №45 от 29.01.2019 г.
5. Основание для проведения экспертизы: заявка Костромской областной общественной организации поддержки производителей лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники от 25.01.2019 г.
6. На разрешение экспертизы поставлены вопросы:
 - 6.1. Соответствует ли состав аптечки указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н (Приложение №1)?
 - 6.2. Соответствуют ли медицинские изделия (размер, форма, качество, состав), которыми укомплектована аптечка, параметрам, заявленным производителями и отвечающим требованиям вышеуказанного приказа и разрешительным документам, если нет, то по каким признакам?
 - 6.3. Зарегистрированы ли медицинские изделия, которыми укомплектована аптечка, в установленном порядке (наличие регистрационных удостоверений)?
7. Изготовитель: ООО «Лейко», 170039, г. Тверь, пр-д Стеклопластик, д. 5, Россия.
8. Экспертизой установлено:
 - 8.1. Предъявлена «Аптечка первой помощи (автомобильная) «За рулем», согласно маркировке, изготовлена в соответствии с приказом МЗ РФ 697Н от 08.09.2009 г.

Аптечка упакована в черный пластиковый футляр с двумя замками и в п/э пленку. На лицевой стороне футляра бумажная этикетка с маркировкой:

- «Аптечка первой помощи (автомобильная) «За рулем»; «Обязательна при техосмотре»; «Новый состав»; «Изготовлено в соответствии с приказом МЗ РФ №697Н от 08.09.2009 г.»

На тыльной стороне имеется бумажная этикетка с маркировкой:

- «Состав аптечки первой помощи (автомобильной)»
- перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи (автомобильную)
- изготовлено в соответствии с приказом МЗ РФ №697Н от 08.09.2009 г. по ТУ 9398-005-56334457-2008
- соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 50444-92 п. 3.10, п. 3.12 – п. 3.14, п. 3.18, п. 4.1, п. 8.1;
- Продукция компании: ООО ТД «За рулем», г. Москва, ул. Бакунинская, д. 72
- наименование изготовителя (ООО «Лейко»), его адрес;
- регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02737 от 26.05.2008 г.;
- штрихкод;
- дата изготовления, срок годности.

Экспертом произведено вскрытие упаковки и осмотр составляющих компонентов аптечки.

Для ответа на поставленные вопросы экспертом произведено исследование содержимого представленной на экспертизу аптечки на соответствие требованиям, изложенным в приказе Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г. (Приложение N 1), и





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»



Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

изучение разрешительных документов. Результаты исследования представлены в таблице №1.

СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г.					Фактически обнаружено:
N п/п	Наименование вложения	Нормативный документ	Форма выпуска (размеры)	Количество (штук, упаковок)	
1	Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран				
1.1	Жгут кровоостанавливающий	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.	Жгут кровоостанавливающий. Упаковка и маркировка отсутствуют. 
1.2	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93 <2>	5 м x 5 см	2 шт.	Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93, согласно маркировке, размером 5 м x 5 см. Производитель: ООО «Лейко», г. Тверь. Рег. удостоверение №ФСР 2009/05650 от 07.08.2013. Согласно ГОСТ 1172-93, размер бинтов должен составлять: длина 5,0±0,2 м, ширина 5,0±0,5 см. Фактически размер бинтов составил: <ul style="list-style-type: none"> • 5,8 м x 4,5 см • 5,76 м x 5 см Фактический размер не соответствует требованиям ГОСТ. 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО



CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtn.ru

1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93, согласно маркировке, размером 5 м x 10 см. Производитель: ООО «Лейко», г. Тверь. Рег. удостоверение №ФСР 2009/05650 от 07.08.2013. Согласно ГОСТ 1172-93, размер бинтов должен составлять: длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5 см</p> <p>Фактически размер бинтов составил: 4,61 м x 9 см 4,50 м x 9,5 см</p> <p>Фактический размер не соответствует требованиям ГОСТ.</p> 
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	1 шт.	<p>Бинт фиксирующий, из специально разработанного нетканого материала с нессыпающимися краями, согласно маркировке, размер 7 м x 14 см, ТУ 9393-009-56334457-2010. Производитель: ООО «Лейко», г. Тверь. Рег. удостоверение №ФСР 2011/09986 от 03.02.2011.</p> <p>Фактический размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,95 м x 12 см <p>Изделие не соответствует требованиям состава Аптечки в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г. (требование – бинт марлевый по ГОСТ 1172-93). Не соответствует заявленному на маркировке размеру.</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtn.ru

1.5	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 7 см	2 шт.	<p>Бинт фиксирующий, из специально разработанного нетканого материала с неосыпающимися краями, согласно маркировке, размер 5 м x 7 см. Информация о НТД отсутствует (ГОСТ, ТУ) Производитель: ООО «Лейко», г. Тверь. Рег. удостоверение №ФСР 2011/09986 от 03.02.2011 Фактический размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,97 м x 5,5 см; • 1,67 м x 6 см <p>Изделия не соответствуют требованиям состава Аптечки в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г. (требование – бинт марлевый по ГОСТ 1172-93). Не соответствуют заявленному на маркировке размеру.</p> 
1.6	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	2 шт.	<p>Бинт фиксирующий, из специально разработанного нетканого материала с неосыпающимися краями, согласно маркировке, размер 5 м x 10 см, ТУ 9393-009-56334457-2010. Производитель: ООО «Лейко», г. Тверь. Рег. удостоверение №ФСР 2011/09986 от 03.02.2011. Фактический размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,77 м x 7,5 см • 1,38 м x 8 см <p>Изделия не соответствуют требованиям состава Аптечки в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г. (требование – бинт марлевый по ГОСТ 1172-93). Не соответствуют заявленному на маркировке размеру.</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»


UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

1.7	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	1 шт.	<p>Согласно маркировке: Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93, размер 7 м x 14 см. Производитель: ООО «Лейко», г. Тверь. Рег. удостоверение №ФСР 2009/05650 от 07.08.2013.</p> <p>Фактически: бинт из нетканого материала.</p> <p>Фактический размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,38 м x 13 см <p>Изделие не соответствует требованиям состава Аптечки в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г. (требование – бинт марлевый по ГОСТ 1172-93). Не соответствует заявленному на маркировке размеру и типу бинта (по материалу).</p> 
-----	--------------------------------------	--------------	-------------	-------	---





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»


UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

1.8	Пакет перевязочный стерильный	ГОСТ 1179-93	1 шт.	<p>Пакет перевязочный медицинский стерильный с одной подушкой 5 м x 10 см, ГОСТ 1179-93. Производитель: ООО «Лейко», г. Тверь.</p> <p>Информация о регистрационном удостоверении отсутствует.</p> <p>Согласно ГОСТ 1179-93, пакет должен состоять из: повязки (ватно-марлевая неподвижная подушечка или подушечка из полотна нетканого холстопрощивного гигроскопического медицинского (в дальнейшем - полотно), марлевый бинт), размер подушечки должен быть: 13+/-1 см x 11+/-1 см; размер бинта 5+/-0,2 м x 10+/-0,5 см.</p> <p>Фактически в составе пакета бинт из нетканого материала, размеры:</p> <ul style="list-style-type: none">• подушечки – 9,3x6,5 см;• бинта – 1,55 м x 8,5 см <p>Изделие не соответствует требованиям состава Аптечки в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г. (требование – бинт марлевый по ГОСТ 1172-93).</p> <p>Не соответствует размеру по ГОСТ и по маркировке. Отсутствует информация о регистрационном удостоверении.</p> 
-----	-------------------------------	--------------	-------	---





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtn.ru

1.9	Салфетки марлевые медицинские стерильные	ГОСТ 16427-93	Не менее 16 x 14 см N 10	1 уп.	<p>Согласно маркировке: Салфетки марлевые медицинские стерильные, размер 16 x 14 см, двухслойные №10, 10 шт., ГОСТ 16427-93. Изготовитель: ООО «Лейко», г. Тверь. Рег. удостоверение №ФСР 2009/05649 от 09.09.2009.</p> <p>Согласно ГОСТ 16427-93, размер салфеток должен составлять: длина 16±1,0 см, ширина 14±1,0 см</p> <p>Фактически: количество салфеток в упаковке – 5 шт. Фактический размер салфеток составил: 16 x 14 см</p> <p>Фактическое количество не соответствует заявленной на маркировке информации, не соответствует требованиям состава Аптечки в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г.</p> 
1.10	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 4 см x 10 см	2 шт.	<p>Лейкопластырь бактерицидный, согласно маркировке, размер 4 см x 10 см, ТУ 9393-011-56334457-2011. Рег. удостоверение №ФСЗ 2011/012017 от 04.03.2013 г. Производитель: ООО «Лейко», г. Тверь. Фактический размер соответствует заявленному.</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

1.11	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1,9 см x 7,2 см	10 шт.	<p>Лейкопластырь медицинский бактерицидный, согласно маркировке, размер 1,9 см x 7,2 см, ТУ 9393-011-56334457-2011, 10 шт. Производитель: ООО «Лейко», г. Тверь. Рег. удостоверение №ФСЗ 2011/012017 от 04.03.2013 г. Фактический размер: 1,9 см x 6,9 см. Фактический размер не соответствует заявленному на маркировке и требованиям приказа Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г.</p> 
1.12	Лейкопластырь рулонный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1 см x 250 см	1 шт.	<p>Лейкопластырь медицинский фиксирующий, согласно маркировке, размер 3 см x 250 см. Изготовитель: ООО «Лейко», г. Тверь. ТУ 9393-004-56334457-2007, рег. удостоверение №ФСР 2007/01017 от 25.10.2007 г. Фактический размер лейкопластыря: 0,85 см x 250 см. Фактический размер не соответствует заявленному на маркировке и требованиям приказа Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г.</p> 
2	Средства для сердечно-легочной реанимации				





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот"	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.	Упаковка и маркировка отсутствуют. 
3	Прочие средства				
3.1	Ножницы	ГОСТ Р 51268-99		1 шт.	Ножницы тупоконечные, без упаковки и маркировки 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

3.2	Перчатки медицинские	ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004 ГОСТ Р 52239-2004 ГОСТ 3-88	Размер не менее М	1 пара	<p>Перчатки из п/э пленки. Упаковка и маркировка отсутствуют. Изделие не соответствует требованиям состава Аптечки в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г. (по составу материала, НТД)</p> 
3.3	Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной)			1 шт.	<p>Рекомендации по применению аптечки</p> 





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993
Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31
www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtn.ru

3.4	Футляр			1 шт.	
-----	--------	--	--	-------	--

8.2. В результате исследования установлено: состав Аптечки первой помощи (автомобильной) «За рулем» не соответствует указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н) по следующим показателям:

- п. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 – отсутствие маркировки
- п.п. 1.2, 1.3, 1.11, 1.12 таблицы: несоответствие фактических размеров изделий;
- п.п. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 – несоответствие по типу материалов, из которых изготовлены изделия, несоответствие фактических размеров, количества изделий (п. 1.9).
- п. 3.2 – несоответствие по типу материала, из которого изготовлено изделие.

- п. 1.1, 1.8, 2.1, 3.2 – отсутствует информация о регистрационных удостоверениях.
- п. 1.5 – отсутствует информация о нормативно-технической документации (ГОСТ, ТУ).

Оценка качества изделий по показателям, требующим лабораторных испытаний, не проводилась.

9. Заключение.

9.1. Состав аптечки первой помощи автомобильной «За рулем» не соответствует указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н).

9.2. Медицинские изделия, которыми укомплектована аптечка, не соответствуют параметрам, заявленным производителем и не отвечают требованиям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н) по следующим признакам:

- п. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 таблицы – отсутствие маркировки
- п.п. 1.2, 1.3, 1.11, 1.12 таблицы: несоответствие фактических размеров изделий;
- п.п. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 таблицы – несоответствие по типу материалов, из которых изготовлены изделия, несоответствие фактических размеров, количества изделий (п. 1.9).





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

- п. 3.2 таблицы – несоответствие по типу материала, из которого изготовлено изделие.
п. 1.1, 1.8, 2.1, 3.2 – отсутствует информация о регистрационных удостоверениях.
п. 1.5 – отсутствует информация о нормативно-технической документации (ГОСТ, ТУ).

9.3. Медицинские изделия, которыми укомплектована аптечка, указанные в п.п. 1.1, 1.8, 2.1, 3.2, не зарегистрированы в установленном порядке (данные о наличии регистрационных удостоверений отсутствуют).

Примечание:

• От эксперта не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведённой экспертизы не иначе как по отдельному договору.

При проведении экспертизы эксперт руководствовался следующими документами:

• СТО ТПП 20-03-10 «Порядок проведения экспертизы экспертными организациями/подразделениями Торгово-промышленных палат в Российской Федерации»;

• Приказ Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н);

• ГОСТ Р ИСО 10993-99 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;

• ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия;

• ГОСТ 1179-93 Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия;

• ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезки марлевые медицинские. Технические условия;

• ГОСТ Р 51268-99 Ножницы. Общие технические условия;

• ГОСТ Р 52239-2004. Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменением N 1);


• Измерения проводились поверенной металлической линейкой длиной 300 мм с ценой деления 1 мм (клеймо о поверке Костромского ЦСМ, сертификат о калибровке средства измерений № 1844/110 от 03.09.2018 г.), длиной 1000 мм с ценой деления 1 мм (клеймо о поверке Костромского ЦСМ, сертификат о калибровке средства измерений № 1845/110 от 03.09.2018 г.).

• Фотосъемка производилась цифровым фотоаппаратом «SONY» модель DSC-H90.

• Приведенные в Заключении эксперта распечатки фотографий не являются 100%-ным эталоном цвета товара, представленного на экспертизу.

Приложение: №1 к Заключению эксперта №12905/00045 от 29.01.2019 г. – фотографии в количестве 8 шт. на 4 листах.

Эксперт ТПП КО


 Воронина А.С.


Заключение зарегистрировано на 12-ти страницах
в ТПП Костромской области 29.01.2019 года.





ГОР. ДО. 8
Г. КОСТРОМА
10012019





[Handwritten signature]



Перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи автомобильную:

В редакции приказа МЗ РФ №146/07 от 06.09.09 г.

№ П/П	Наименование вложения	Кол-во
1. Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран		
1.1	Жгут кровоостанавливающий ГОСТ Р ИСО 10993-99	1 шт.
1.2	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см ГОСТ 1172-93	2 шт.
1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см ГОСТ 1172-93	2 шт.
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см ГОСТ 1172-93	1 шт.
1.5	Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см ГОСТ 1172-93	2 шт.
1.6	Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см ГОСТ 1172-93	2 шт.
1.7	Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см ГОСТ 1172-93	1 шт.
1.8	Пакет перевязочный стерильный ГОСТ 1179-93	1 шт.
1.9	Салфетки марлевые медицинские стерильные ГОСТ 1179-93	1 шт.
1.10	Лейкопластырь бактерицидный 4см x 10см ГОСТ Р ИСО 10993-99	2 шт.
1.11	Лейкопластырь бактерицидный 1,9см x 7,2см ГОСТ Р ИСО 10993-99	10 шт.
1.12	Лейкопластырь рулонный 1см x 250см ГОСТ Р ИСО 10993-99	1 шт.
2. Средства для сердечно-легочной реанимации		
2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" ГОСТ Р ИСО 10993-99	1 шт.
3. Прочие средства		
3.1	Ножницы ГОСТ Р 51268-99	1 шт.
3.2	Перчатки медицинские нестерильные, ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ 52239-2004	1 пара
3.3	Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной)	1 шт.
3.4	Футляр	1 шт.

Примечания:

- Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), не подлежат замене
- По истечении срока годности средств входящих в состав аптечки или в случае их использования аптечку необходимо пополнить

ТУ 9398-005-56334457-2008
 рег. уд. № ФСР 2009/02737 от 26 мая 2008 года

Изготовитель:
 ООО «Лейко», Россия, 170039, г. Тверь, проезд Стеклопластик, д.5
 ИНН 6902032756. Тел. 8(4822) 56-07-69, 56-38-59. E-mail: leiko.tver@mail.ru



Перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи автомобильной:

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

16 лист

Президент ТПП КО
Орлов В.В.

