



СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpm@kmtm.ru

Экспертная организация: Союз «Торгово-промышленная палата Костромской области», действующая на основании закона о Торгово-промышленных палатах РФ № 5340-1 от 07.07.1993 г., гл. III, ст.12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №12905/00197

1. Дата составления: 18 марта 2019 года.
 2. Место составления: г. Кострома
 3. Заключение составлено: экспертом Союза «Торгово - промышленная палата Костромской области» Ворониной А.С. Образование – высшее, специальность – товаровед-эксперт, сертификат компетентности эксперта №18129 от 20.10.2017 г., стаж работы экспертом – 15 лет.
 4. Наряд №197 от 12.03.2019 г.
 5. Основание для проведения экспертизы: заявка Костромской областной общественной организации поддержки производителей лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники от 11.03.2019 г.
 6. На разрешение экспертизы поставлены вопросы:
 - 6.1. Соответствует ли состав аптечки указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н (Приложение №1)?
 - 6.2. Соответствуют ли медицинские изделия (размер, форма, качество, состав), которыми укомплектована аптечка, параметрам, заявленным производителями и отвечающим требованиям вышеуказанного приказа? Если нет, то по каким признакам?
 - 6.3. Зарегистрировано ли каждое медицинское изделие, входящее в состав аптечки, а именно: жгут кровоостанавливающий, воздуховод для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот», в отдельности, в соответствии с требованиями ч.4 статьи 38 Федерального закона 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»?
 7. Изготовитель: ООО «Викинг», 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Матвеева, д. 164/3, Россия. Изготовлено по заказу и под контролем ООО «ЭРЛАЙН», 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Камчатская, д. 9, лит. В.
 8. Экспертизой установлено:
 - 8.1. Предъявлена Аптечка автомобильная первой помощи «СПАС», согласно маркировке, изготовлена по ТУ 9398-001-7175156-2010.
Аптечка упакована в черный пластиковый футляр с двумя замками и в п/э пленку.
На лицевой стороне футляра бумажная этикетка с маркировкой:
 - изображение торгового знака «Airline автомобильные аксессуары»;
 - в центральной части этикетки изображение креста желтого цвета на белом фоне;
 - изготовлена по ТУ 9398-001-7175156-2010
 - регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФСР 2010/07146 от 18.03.2010
- На тыльной стороне имеется бумажная этикетка с маркировкой:
- аптечка автомобильная первой помощи «Спас» изготовлена по ТУ 9398-001-7175156-2010, регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФСР 2010/07146 от 18.03.2010
 - изображение торгового знака
 - контактный телефон
 - штрих-код, дата изготовления
 - состав аптечки
 - разработано и изготовлено по заказу и под контролем/организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «ЭРЛАЙН», 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Камчатская, д. 9, лит. В, контактный телефон, e-mail, сайт



СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24


Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmta.ru

- производитель: ООО «Викинг», 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Матвеева, д. 164/3
- срок годности

Для ответа на поставленные вопросы экспертом произведено вскрытие и исследование содержимого представленной на экспертизу аптечки на соответствие требованиям, изложенным в приказе Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г. (Приложение N 1), и изучение разрешительных документов.

В результате экспертизы установлено: Маркировка и фактический состав аптечки не соответствуют положениям Приказа Минздравмедпрома России от 20.08.1996 N 325 "Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)" (в редакции Приказа Минздрава России от 01.04.2002 N 106, Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 N 697н) и техническим условиям производителя по следующим признакам:

СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ №325 от 20.08.1996 г., в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ №697Н от 08.09.2009 г.					Фактически обнаружено:
N п/п	Наименование вложения	Нормативный документ	Форма выпуска (размеры)	Количество (штук, упаковок)	
1	Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран				
1.1	Жгут кровоостанавливающий	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.	<p>Жгут кровоостанавливающий. Изделие без индивидуальной упаковки и маркировки. Данные о регистрации медицинского изделия надлежащим образом отсутствуют.</p> <p>Не соответствует требованиям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н (Приложение №1) (далее - ПРИКАЗА)</p> 
1.2	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93 <2>	5 м x 5 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный, согласно маркировке - ГОСТ 1172-93, размером 5 м x 5 см – 1 шт., не соответствует требованиям ПРИКАЗА</p> <p>Производитель: ООО «Сибирская мануфактура», г. Новосибирск (полный адрес изготовителя отсутствует).</p> <p>Согласно маркировке, Рег. удостоверение №ФС 01013225/5367-07 от 15.05.2007.</p>





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtu.ru

					<p>При проверке информации о заявленном регистрационном удостоверении установлено: в Реестре зарегистрированных медицинских изделий удостоверение с данным номер не числится, продукция данного изготовителя в Реестре также отсутствует.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93, размер бинтов должен составлять: длина 5,0±0,2 м, ширина 5,0±0,5 см. Фактически размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,38 м x 5 см <p>Фактический размер не соответствует заявленным требованиям и требованиям ГОСТ.</p>
1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский нестерильный, согласно маркировке - ГОСТ 1172-93, размером 5 м x 10 см – 1 шт., не соответствует требованиям ПРИКАЗА</p> <p>Производитель: ООО «Сибирская мануфактура», г. Новосибирск (полный адрес изготовителя отсутствует).</p> <p>Согласно маркировке, Рег. удостоверение №ФС 01013225/5367-07 от 15.05.2007.</p> <p>При проверке информации о заявленном регистрационном удостоверении установлено: в Реестре зарегистрированных медицинских изделий удостоверение с данным номер не числится, продукция данного изготовителя в Реестре также отсутствует.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93, размер бинтов должен составлять: длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5 см. Фактически размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,23 м x 6,5 см <p>Фактический размер не соответствует заявленным требованиям и требованиям ГОСТ.</p>



СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru



					
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	1 шт.	Отсутствует
1.5	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 7 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке - ГОСТ 1172-93, размером 5 м x 7 см – 2 шт.</p> <p>Производитель: ООО «Сибирская мануфактура», г. Новосибирск (полный адрес изготовителя отсутствует).</p> <p>Согласно маркировке, Рег. удостоверение №ФС 01013225/5367-07 от 15.05.2007.</p> <p>При проверке информации о заявленном регистрационном удостоверении установлено: в Реестре зарегистрированных медицинских изделий удостоверение с данным номер не числится, продукция данного изготовителя в Реестре также отсутствует.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93, размер бинтов должен составлять: длина 5,0±0,2 м, ширина 7,0±0,5 см.</p> <p>Фактически размер бинтов составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,86 м x 5 см • 3,25 м x 4,5 см <p>Фактический размер не соответствует заявленным требованиям и требованиям ГОСТ.</p>
1.6	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	2 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке - ГОСТ 1172-93, размером 5 м x 10 см – 1 шт., не соответствует требованиям ПРИКАЗА</p>





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24
Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtn.ru

					<p>Производитель: ООО «Сибирская мануфактура», г. Новосибирск (полный адрес изготовителя отсутствует). Согласно маркировке, Рег. удостоверение №ФС 01013225/5367-07 от 15.05.2007.</p> <p>При проверке информации о заявленном регистрационном удостоверении установлено: в Реестре зарегистрированных медицинских изделий удостоверение с данным номер не числится, продукция данного изготовителя в Реестре также отсутствует.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93, размер бинтов должен составлять: длина 5,0±0,2 м, ширина 10,0±0,5 см. Фактически размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,32 м x 6,5 см <p>Фактический размер не соответствует заявленным требованиям и требованиям ГОСТ.</p>
1.7	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	1 шт.	<p>Бинт марлевый медицинский стерильный, согласно маркировке - ГОСТ 1172-93, размером 7 м x 14 см – 1 шт. Производитель: ООО «Сибирская мануфактура», г. Новосибирск (полный адрес изготовителя отсутствует). Согласно маркировке, Рег. удостоверение №ФС 01013225/5367-07 от 15.05.2007.</p> <p>При проверке информации о заявленном регистрационном удостоверении установлено: в Реестре зарегистрированных медицинских изделий удостоверение с данным номер не числится, продукция данного изготовителя в Реестре также отсутствует.</p> <p>Согласно ГОСТ 1172-93, размер бинтов должен составлять: длина 7,0±0,2 м, ширина 14,0±0,5 см. Фактически размер бинта составил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,35 м x 11 см <p>Фактический размер не соответствует заявленным требованиям и требованиям ГОСТ.</p>



СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR



ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru



					
1.8	Пакет перевязочный стерильный	ГОСТ 1179-93		1 шт.	Отсутствует
1.9	Салфетки марлевые медицинские стерильные	ГОСТ 16427-93	Не менее 16 x 14 см N 10	1 уп.	Отсутствует
1.10	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 4 см x 10 см	2 шт.	Отсутствует
1.11	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1,9 см x 7,2 см	10 шт.	Лейкопластырь бактерицидный, согласно маркировке, размер 1,9 см x 7,2 см, ГОСТ Р 53498-2009, 5 шт. - не соответствует требованиям ПРИКАЗА Производитель: ФармЛайн Лимитед, Великобритания. Рег. удостоверение №ФСЗ 2008/01958 от 23.06.2008 Фактический размер соответствует заявленному. 
1.12	Лейкопластырь рулонный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1 см x 250 см	1 шт.	Отсутствует
2	Средства для сердечно-легочной реанимации				





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»



Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktp@kmtn.ru

2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот"	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.	Устройство без индивидуальной упаковки и маркировки 
3	Прочие средства				
3.1	Ножницы	ГОСТ Р 51268-99		1 шт.	Отсутствует
3.2	Перчатки медицинские	ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004 ГОСТ Р 52239-2004 ГОСТ 3-88	Размер не менее М	1 пара	Перчатки из п/э пленки, индивидуальная упаковка и маркировка отсутствует 
3.3	Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной)			1 шт.	Отсутствует





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtin.ru

3.4	Футляр			1 шт.	
-----	--------	--	--	-------	--

8.2. В результате исследования установлено: состав Аптечки автомобильной первой помощи не соответствует указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н) по следующим показателям:

- п.1.1 таблицы: отсутствие маркировки и данные о регистрационном удостоверении
- п. п. 1.2, 1.3, 1.6 таблицы: несоответствие требованиям Приказа по количеству штук, отсутствие адреса изготовителя, отсутствие изделия в Реестре зарегистрированных медицинских изделий, несоответствие фактического размера изделий требованиям Приказа, требованиям ГОСТ и маркировке;
- п. п. 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 3.1, 3.3 таблицы – отсутствуют в аптечке
- п. п. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 таблицы: несоответствие маркировке и требованиям Приказа по фактическим размерам изделий; неполная маркировка (отсутствует адрес изготовителя), указанное регистрационное удостоверение отсутствует в Реестре зарегистрированных медицинских изделий
- п. 1.11 - несоответствие требованиям Приказа по количеству штук
- п. п. 2.1, 3.2 – без индивидуальной упаковки и маркировки.

Оценка качества изделий по показателям, требующим лабораторных испытаний, не проводилась.



СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО
CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: kipp@kmtn.ru

8.3. Для ответа на вопрос (п. 6.3 данного акта) экспертом изучены указанные медицинские изделия, входящие в состав аптечки, а также предъявленная документация. В результате установлено:

Согласно ч. 4 статьи 38 Федерального закона №323-ФЗ от 21.11.2011 г.: «На территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти».

Согласно предъявленному письму Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) №10-56802/18 от 10.12.2018 г.:

«В соответствии с требованиями к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи, утвержденными приказом Минздрава России от 15.02.2013 №70н, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты подлежит комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Производитель может зарегистрировать медицинское изделие в наборе...< >. При этом, набор может иметь модельный ряд (виды исполнения), но должен регистрироваться отдельно от единиц медицинских изделий, входящих в его состав..< >».

При изучении предъявленной документации и изучении Государственного реестра медицинских изделий установлено, что:

- Жгут кровоостанавливающий, воздуховод для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот», которыми укомплектована аптечка, не содержат маркировки и информации об изготовителе и о регистрационном удостоверении.
- Кроме того, в государственном реестре медицинских изделий данных о продукции (бинты) изготовителя ООО «Сибирская мануфактура» не содержится.

9. Заключение.

9.1. Состав предъявленной аптечки автомобильной первой помощи **не соответствует** указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н (Приложение №1).

9.2. Медицинские изделия, которыми укомплектована аптечка, **не соответствуют параметрам**, заявленным производителями и отвечающим указаниям Приказа Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н) по следующим показателям:

п.1.1 таблицы: отсутствие маркировки и данных о регистрационном удостоверении

п. п. 1.2, 1.3, 1.6 таблицы: несоответствие требованиям Приказа по количеству штук, отсутствие адреса изготовителя, отсутствие изделия в Реестре зарегистрированных медицинских изделий, несоответствие фактического размера изделий требованиям Приказа, требованиям ГОСТ и маркировке;

п. п. 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 3.1, 3.3 таблицы – отсутствуют в аптечке

п. п. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 таблицы: несоответствие маркировке и требованиям Приказа по фактическим размерам изделий; неполная маркировка (отсутствует адрес изготовителя), указанное регистрационное удостоверение отсутствует в Реестре зарегистрированных медицинских изделий

п. 1.11 - несоответствие требованиям Приказа по количеству штук

п. п. 2.1, 3.2 – без индивидуальной упаковки и маркировки.

9.3. Медицинские изделия, входящие в состав аптечки, а именно:





СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

UNION «CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KOSTROMA REGION»

Сокращенное наименование - ТПП Костромской области, ТПП КО

CCI of Kostroma Region, CCI KR

ОГРН 1024400004331, ИНН/КПП 4443014539/440101001, ОКПО 10987993

Юридический, почтовый адрес и фактический адрес: Россия, 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д.24

Tel/fax (4942) 62-99-62, tel/fax (4942) 35-06-31

www.tppko.ru, e-mail: ktpp@kmtn.ru

- Жгут кровоостанавливающий, воздуховод для проведения искусственного дыхания способом «рот-в-рот» - не содержат маркировки и информации об изготовителе и о регистрационном удостоверении.

Кроме того, в государственном реестре медицинских изделий данных о продукции (бинты) изготовителя ООО «Сибирская мануфактура» не содержится.

Примечание:

- От эксперта не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу произведённой экспертизы не иначе как по отдельному договору.

При проведении экспертизы эксперт руководствовался следующими документами:

- СТО ТПП 20-03-10 «Порядок проведения экспертизы экспертными организациями/подразделениями Торгово-промышленных палат в Российской Федерации»;
- Приказ Минздравмедпрома РФ от 20 августа 1996 г. №325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. №697н);
- Письмо «О предоставлении информации» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий № 10-56802/18 от 10.12.2018 г.
- ГОСТ 1172-93 Бинты марлевые медицинские. Технические условия;
- Измерения проводились поверенной металлической линейкой длиной 300 мм с ценой деления 1 мм (клеймо о поверке Костромского ЦСМ, сертификат о калибровке средства измерений № 1844/110 от 03.09.2018 г.), длиной 1000 мм с ценой деления 1 мм (клеймо о поверке Костромского ЦСМ, сертификат о калибровке средства измерений № 1845/110 от 03.09.2018 г.) .
- Фотосъемка производилась цифровым фотоаппаратом «SONY» модель DSC-H90.
- Приведенные в Заключение эксперта распечатки фотографий не являются 100%-ным эталоном цвета товара, представленного на экспертизу.

Эксперт ТПП КО



Заключение зарегистрировано на 10-ти страницах
в ТПП Костромской области 18.03.2019 года

 Воронина А.С.



Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
лист 10
В.В. Орлов
Президент ТПП КО
Орлов В.В.

